

Index

- Trachealtrokar, Tracheal Dilatatoren, Trachealhaken
- Trachealhaken, Kanüle
- Tracheotomie-Besteck
- Tracheal-Kanülen, Schilddrüsenhaken, Sonde, Kropffaßzange, Muskelklemme

Tracheotomie

Instrumente für Tracheotomie

Instruments for tracheotomy
Instrumentos tracheotomia
Strumenti per la tracheotomia



53290-00
Stabinstrumente für Handgriff



53290-01
Sichelmesser



53290-02
Schälmesser, quer, oval



53290-03
Schälmesser, längs, oval



53290-04
Schälmesser, 45° abgewinkelt



53290-05
Häkchen, 90° gebogen stumpf



53290-06
Häkchen, 30° retrograd gebogen



53290-07
Fadengabel




53290-08
Handgriff für Stabinstrumente

Trachealtrokar, Tracheal Dilatoren, Trachealhaken


Trachea Trocars, Trachea Dilators, Trachea hooks

Trócares traqueales, Dilatadores para la tráquea, Ganchos para traqueotomía

Tre quarti per tracheotomia, Dilatatori per tracheotomia, Ganci per tracheotomia



UCKERMANN
55101-75 - 55101-90
13 cm



TROUSSEAU
55111-14 14 cm
TROUSSEAU-BABY
55111-13 13 cm



LABORDE
55113-14 14 cm



BOSE
55115-07 7 cm



JACKSON
55116-15 15 cm



JACKSON
55117-17 17 cm

Trachealhaken, Kanüle


Trachea Hooks, Tubes

Ganchos para traqueotomía, Cánula


Ganci per tracheotomia, Cannule



ITERSON
55118-16 - 55119-16
16 cm



NEWS
55120-15 15 cm



BOSE
55122-16 16 cm


BOSE
55124-16 16 cm



WAGENER-MOSHER
55151-05 5 mm
55151-07 7 mm
55151-09 9 mm

Tracheotomie-Besteck

Tracheotomy Set
 Estuche para Traqueotomía
 Set per Tracheotomia



55200-00

Tracheotomie-Besteck
 in Metall-Etui, bestehend aus:
 1 Griff und 1 Klinge, Fig. 20
 1 Griff und 1 Klinge, Fig. 23
 1 anat. Pinzette, 13 cm
 2 chir. Pinzetten, 13 cm, 1x2 Zähne
 2 Pean-Klemmen, 13 cm
 1 Hohlsonde, 13 cm
 1 Trachealdilatator
 2 Trachealhäkchen Iterson stumpf
 1 Trachealhäkchen Bose scharf, links
 1 Trachealhäkchen Bose scharf, rechts
 1 Trachealkanüle Luer Standard, Fig. 3
 1 Trachealkanüle Luer Standard, Fig. 4
 1 Reinigungsbürste


Tracheotomy Set
 in metal case, consisting of:
 1 Handle with 1 blade, Fig. 20
 1 Handle with 1 blade, Fig. 23
 1 Thumb Forceps, 13 cm
 1 Tissue Forceps, 13 cm, 1x2 teeth
 2 Pean Artery Forceps, 13 cm
 1 Grooved Director, 13 cm
 1 Trachea Dilator
 1 Iterson Trachea Retractors, blunt
 1 Bose Trachea Retractor, sharp, left hand side
 1 ditto, right hand side
 1 Luer Trachea Tube, Standard, Fig. 3
 1 ditto, Fig. 4
 1 Cleaning Brush

Estuche para Traqueotomía
 en estuche de metal, compuesto de:
 1 Mango con 1 hoja fig. 20
 1 Mango con 1 hoja fig. 23
 1 Pinza de disección, 13 cm
 1 Pinza de disección, con 1x2 dientes de ratón, 13 cm
 2 Pean Pinzas hemostáticas, 13 cm
 1 Sonda acanalada, 13 cm
 1 Dilatador traqueal
 2 Iterson separadores traqueales, romos
 1 Bose separador traqueal, agudo, lado izquierdo
 1 idem, lado derecho
 1 Luer Cánula traqueal, modelo standard, Fig. 3
 1 idem, Fig. 4
 1 Cepillo de limpieza

Set per tracheotomia
 in scatola in metallo, contenente:
 1 Manico di bisturi con 1 lama fig. 20
 1 Manico di bisturi con 1 lama fig. 23
 1 Pinza per dissezione, cm 13
 1 Pinza per dissezione con denti 1x2, cm 13
 2 Pinze emostatiche Pean, cm 13
 1 Sonda scanalata, cm 13
 1 Dilatatore traqueale
 2 Uncini tracheali Iterson, smussi
 1 Uncino tracheale Bose, acuto, lato sinistro
 1 detto, lato destro
 1 Cannula tracheale Luer standard, Fig. 3
 1 detta, Fig. 4
 1 Spazzolino per pulire


Tracheal-Kanülen, Schilddrüsenhaken, Sonde, Kropffabzange, Muskelklemme

Tracheal Tubes, Thyroid Gland Retractor, Directors-Enucleators, Goitre Seizing Forceps, Muscular Clamp
 Cánulas traqueales, Separador para la glándula tiroidea, Sondas acanaladas, Pinza para coger el bocio, Pinza-clamp para músculos
 Cannule tracheali, Divaricatori per la tiroide, Sonde, Pinze per gozzo, Pinza muscolare



LUER		CHEVALIER-JACKSON	
	Neusilber	Silber	Neusilber
	German silver	Silber	German silver
	plata neuva	plata	plata neuva
	argentone	argento	argentone
	45-90 mm	95 mm	45-90 mm
	55220-04		55240-04
	55220-05		55240-05
	55220-06		55240-06
	55220-07		55240-07
	55220-08	55221-08	55240-08
	55220-09	55221-09	55240-09
	55220-10	55221-10	55240-10
	55220-11	55221-11	55240-11
	55220-12	55221-12	55240-12
	55220-13	55221-13	55240-13

Fig.	Ø mm	Länge des Außenrohrs Length of outer tube Largo de la cánula exterior Lunghezza del tubo esterno
0	4	45
1	5	50
2	6	55
3	7	60
4	8	65
5	9	70
6	10	75
7	11	80
8	12	85
9	13	90



KOCHER
55501-15 - 55503-15
15 cm



SCHOENBORN
55511-21
21 cm



LAHEY
55520-15 15 cm
55520-20 20 cm

MASTIN
55523-17 17 cm